

**I.M.S**  
**MECOTECH FRANCE**

**LA CRYOONE**  
**CHAMBRE INDIVIDUELLE**  
COMPACTE, FIABLE, SANS AZOTE



**Chambre de  
Cryothérapie  
électrique  
individuelle  
-85°C**



**cryone**

Cryothérapie Corps Entier électrique individuelle

# MECOTEC CRÉÉ UN NOUVEAU CONCEPT

- CHAMBRE INDIVIDUELLE
- ÉLECTRIQUE ET SANS AZOTE
- TRÈS COMPACTE
- FACILE D'INSTALLATION
- SIMPLE D'UTILISATION VIA APPLICATION SMARTPHONE
- TRÈS BONNE RENTABILITÉ



Après les séances, mes douleurs ont complètement disparu. J'ai repris le vélo et même amélioré mon record !



## SYSTÈME NERVEUX

Antalgie immédiat, soulagement rapide des douleurs, bien-être.

## LES OBJECTIFS DE LA CRYOTHÉRAPIE

- Soulage la douleur
- Réduit l'inflammation
- Réduit la tension musculaire
- Améliore la performance
- Meilleure récupération après blessure
- Améliore la vitalité
- Sensation de bien-être immédiat
- Raffermiss les tissus, rajeunissement cellulaire
- Stress, insomnie
- Jet lag

**I.M.S**  
**MECOTEC** FRANCE

# LE PRINCIPE DE LA CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER ÉLECTRIQUE ET SANS AZOTE

Exposer votre corps à une température de  $-85^{\circ}\text{C}$  durant 3 minutes maximum, dans une chambre en immersion totale, afin de provoquer un choc thermique.



## CHOC THERMIQUE

Transmission très rapide de l'information au cerveau liée au choc thermique par les récepteurs cutanés.



## RÉACTIONS

Anti-inflammatoire instantanée. Anti-stress, anxiété, trouble du sommeil.



## DÉTOXICATION

Drainage des liquides plus rapide, meilleure circulation des globules blancs, baisse des douleurs corporelles.



## APRÈS LA SÉANCE

Sensation de bien-être et de détente, rétablissement de l'équilibre physiologique, effet durable 6 à 8 heures.



## AFFLUX SANGUIN

Augmentation du débit sanguin pour une meilleure récupération musculaire.



## RESPIRATION

Action sur votre système pulmonaire, augmentation de 45% l'oxygène pendant la séance.

## LES DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures (Larg x Prof x Haut)	1,2 m x 1,2 m x 2,5 m
Dimensions intérieures (Larg x Prof x Haut)	0,9 m x 0,9 m x 2,2 m
Dimensions du moteur (Larg x Prof x Haut)	1,0 m x 0,6 m x 1,6 m
Poids de la chambre complète	690 kg
Alimentation	400V AC +/- 10%, 3 Ph/N/⊕, 50/60 Hz, 25 A
Condenseur	Air/eau circuit fermé



## POUR QUI ?

---

Tous les professionnels de santé : kinésithérapeutes, médecins, centres hospitaliers, centres de rééducation fonctionnelle, ...



## PROFIL PATIENT

---

- Du sportif amateur à l'athlète de haut niveau.
- Les personnes souffrant d'une douleur aiguë (articulation, muscle, tendon).
- Les personnes se plaignant de douleurs chroniques (lombalgie, arthrose).
- Les personnes atteintes de pathologies invalidantes ou handicapantes (sclérose en plaque, spondylarthrite, eczéma).
- Les personnes qui ressentent une sensation de burn-out, stress, trouble du sommeil ou anxiété.

“ Les séances de cryothérapie m'ont fait un bien fou. Dès la première séance, j'ai ressenti une atténuation des douleurs... J'ai quasiment arrêté les anti-inflammatoires alors que j'en prenais tous les jours.

**MECOTECH**  
FREEZING TECHNOLOGY

**300+**  
**INSTALLATIONS**  
DE CHAMBRES CCE  
EFFECTUÉES À CE JOUR

**0%**  
**AZOTE**  
CERTIFIÉ  
CONFORME

**20**  
**ANNÉES**  
D'EXPÉRIENCE  
ET D'EXPERTISE

# MECOTEC VOUS ACCOMPAGNE

---



Suivi dans  
votre projet



Service  
de livraison



Service  
d'installation



Aide au  
financement



Service de  
maintenance



Service marketing  
& communication



## IMS MECOTEC FRANCE

### VOTRE INTERLOCUTEUR

---

Nous développons, fabriquons et installons pour nos clients du secteur médical des équipements à ultra-basses températures (chambres de Cryothérapie Corps Entier et équipements de cryothérapie électrique localisée à air froid pulsé).

Nous proposons des systèmes et des solutions de produits pour la CCE. Nous avons la solution la plus optimisée pour chaque utilisation.

Nos groupes frigorifiques atteignent des températures allant jusqu'à  $-125^{\circ}\text{C}$ .

**Nous assurons directement l'installation, le suivi et la maintenance de nos équipements.**

**Les solutions personnalisées pour nos clients et les développements spéciaux sont nos points forts.**

## MECOTEC ALLEMAGNE

### FABRICANT

---

Fabricant de solutions cryothérapeutiques haut de gamme depuis plus de 20 ans, la société Mecotec GmbH est née à Pforzheim près de Stuttgart. Elle compte aujourd'hui un second site de fabrication à quelques minutes de Leipzig.

Avec des filiales sur 4 continents, Mecotec distribue ses chambres dans plus de 25 pays du monde.

# MECOTEC

FREEZING TECHNOLOGY



## ILS NOUS FONT CONFIANCE



## NOS PRODUITS RETROUVEZ NOTRE GAMME



### CRYOTHÉRAPIE CORPS ENTIER

Cryoone  
Cryo Air -85°C  
Cryo Air -110°C double chambre  
Cryo Air -110°C triple chambre

### CRYOTHÉRAPIE LOCALISÉE

Cryo Air mini -32°C  
Cryo Air mini premium -32°C  
Cryo Air mini turbo -40°C  
Cryo Air C 200 -40°C  
Cryo Air C 600 -60°C

✉ [contact@mecotec.fr](mailto:contact@mecotec.fr)  
☎ 01.76.50.85.50  
🌐 [www.mecotec.fr](http://www.mecotec.fr)  
📘 [facebook.com/mecotecfr](https://facebook.com/mecotecfr)



## CONTACT

### SIÈGE SOCIAL

IMS Mecotec France  
3 Avenue de Mouliero  
Domaine de la Bégude  
BP 80020  
13770 Venelles (Aix-en-Provence)

**I.M.S**  
**MECOTEC FRANCE**